

FICHE PRODUIT

BARYKIT double contraste avec poche à lavement

Référence : SOC-H115BAR100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **BARYKIT double contraste à usage unique** est spécialement dédié au **lavement baryté** en technique double contraste. Le **BARYKIT double contraste** est prêt à l'emploi et mis au point avec l'aide des médecins, le BARYKIT double contraste a pour but de réaliser l'examen dans de meilleures conditions.

Composition du Barykit double contraste

- 1 seringue 50/60ml stérile pour gonflage du ballonnet au sérum physiologique
- 1 canule rectale 16 mm avec ballonnet et insufflation d'air
- 1 poire d'insufflation d'air
- 1 poche à baryte 2,5 litres graduée et équipée d'une fermeture clip et d'un clamp
- 1 sachet de gel lubrifiant 5g
- 1 sachet de rangement

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/canules-lavement-baryte/13045-barykit-double-contraste-avec-poche-a-lavement.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com