

FICHE PRODUIT



Canule rectale simple contraste avec ballonnet modèle adulte b/20

Référence : SOC-H115CRS027

Points forts

- délais : 48 heures
- Consommables de lavement baryté : Canule rectale

Description du produit

Canule rectale simple contraste avec ballonnet modèle adulte

La **Canule rectale simple contraste avec ballonnet modèle adulte** HELTIS LINE est utilisée pour la réalisation du **lavement baryté** en technique du simple contraste en **radiologie**. Le plus important pour **SOCIMED** est de consolider la relation commerciale existante entre vous et nous. C'est pourquoi nous vous vendons cet extraordinaire **Canule rectale simple contraste avec ballonnet modèle adulte** HELTIS LINE à bon marché. Merci de passer votre commande sans hésiter !

Caractéristiques de la Canule rectale simple contraste avec ballonnet modèle adulte:

- Modèle avec ballonnet
- Simple contraste
- Fourni avec catheter avec robinet pour gonflage du ballonnet
- Flexible
- Surface lisse

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux

Spécifications de la Canule rectale simple contraste avec ballonnet modèle adulte :

- Diamètre : 16 mm
- Longueur : 18 cm
- Gonflage du ballonnet : 50/60ml d'EPPI

- **Conditionnement:** boîte de 20 canules

Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13047-canule-rectale-simple-contraste-avec-ballonnet-modele-adulte.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Consommables de lavement baryté	Canule rectale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com