


FICHE PRODUIT



Canule rectale double contraste avec ballonnet modèle adulte

Référence : SOC-H115CRS037

Points forts

- délais : 48 heures
- Consommables de lavement baryté : Canule rectale

Description du produit

Canule rectale double contraste avec ballonnet modèle adulte

La **Canule rectale double contraste avec ballonnet modèle adulte** HELTIS LINE est utilisée pour la réalisation du **lavement baryté** en technique du **double contraste** en **radiologie**. Croyez-nous c'est vérifié vous n'en trouverez pas mieux ailleurs à ce prix que sur **SOCIMED**. Achetez donc !

Caractéristiques de la Canule rectale double contraste avec ballonnet modèle adulte:

- Modèle avec ballonnet
- Double contraste, insufflation sulfate de baryum et air
- Fourni avec catheter avec robinet pour gonflage du ballonnet
- Flexible
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux

Spécifications Canule rectale double contraste avec ballonnet modèle adulte:

- Diamètre : 16 mm
 - Longueur : 19,5 cm
 - Gonflage du ballonnet : 50/60ml d'EPPI
-
- **Conditionnement:** boîte de 10 canules

Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13048-canule-rectale-double-contraste-avec-ballonnet-modele-adulte.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Consommables de lavement baryté	Canule rectale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com