

FICHE PRODUIT

Mélangeur/ Appareil dentaire à mélanger l'alginate

Référence : SOC-HW452045

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **mélangeur d'Alginate ALGIMIX** est l'appareil idéal pour votre Laboratoire dentaire!

Sa structure en acier inoxydable, le rend solide et fiable pour la manipulation de l'alginate. Le bol de mélange de l'**ALGIMIX** est fait à base de plastique flexible durable et de très haute qualité.

Sans entretien, le **mélangeur d'alginate** favorise un temps d'exposition minime.

Le mouvement d'agitation uniforme à commande électronique permet de mélanger la poudre et le liquide en une masse d'alginate totalement homogène et sans bulles. La vitesse d'agitation peut être réglée en deux étapes.

Données techniques

- Tension: 230 V
- Consommation électrique: 100 W
- Fusible: 1,25 A
- Taille incl. bol (L x H x P): 13,5 x 23 x 20 cm
- Poids avec (sans) bol: 3,7 kg (3,5 kg)

Mise en marche:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Raccorder l'**Algimix** au secteur 230 V avec le câble livré.

Placer le bol sur l'anneau noir de l'appareil en le faisant tourner (fermeture à baïonnette), tout en maintenant l'anneau noir de l'autre main.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermoformeuse/13049-melangeur-appareil-dentaire-a-melanger-l-alginate.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com