

FICHE PRODUIT



Thermoplongeur en acier nickelé pour distillateur inox/verre (Default)

Référence : SOC-P00004

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Thermoplongeur en acier nickelé pour distillateur inox/verre (Default)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-de-distillateurs/1305-thermoplongeur-en-acier-nickele-pour-distillateur-inox-verre.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com