

FICHE PRODUIT



Canules rectales simple contraste modèle adulte

Référence : SOC-H115CRS017

Points forts

- délais : 48 heures
- Consommables de lavement baryté : Canule rectale

Description du produit

Canules rectales simple contraste modèle adulte

Les canules rectales HELTIS LINE sont destinées uniquement à un usage de courte durée dans le cadre d'un **examen radiologique du côlon** par **injection du produit de contraste**. **Les canules rectales HELTIS LINE** se connectent aux systèmes de lavement grâce à un embout convenable. **SOCIMED** ne s'arrête pas dans son combat contre les **canules rectales** à prix coûteux c'est pour cela que nous vous commercialisons presque à perte **Les canules rectales HELTIS LINE**. Merci de concrétiser vos commandes!

Caractéristiques des Canules rectales simple contraste modèle adulte:

- Modèle ADULTE
- Simple contraste
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux

Spécifications des Canules rectales simple contraste modèle adulte:

- Diamètre : 16 mm

- Longueur : 15 cm

- **Conditionnement:** boîte de 10 canules

Dispositif médical Classe 1

Directive 93/42/EEC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13050-canules-rectales-simple-contraste-modele-adulte.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Consommables de lavement baryté	Canule rectale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com