

FICHE PRODUIT

Blouse pour patient (Bleu ciel uni)

Référence : SOC-77SVM14077

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Blousse pour patient (bleu ciel uni)

Cette blouse de patient est adaptée à un séjour à l'hôpital ou à une hospitalisation pour soins à domicile.

Elle est totalement ouverte dans le milieu du dos pour faciliter la plupart des soins. La fermeture se fait dans le dos par boutons pression.

La longueur est assez importante (105 cm) et respecte la pudeur des patients hospitalisés. Les manches trois-quart de forme kimono donnent de l'ampleur.

Ce vêtement est adapté aux techniques d'entretien en collectivités et convient aux personnes résidant en institution médicalisée,

Tissu léger

Manches kimono amples

Ouverture dans le dos

Pour l'hôpital ou soins à domicile

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Se ferme par boutons pression

Hauteur : 105 cm

Lavage jusqu'à 60°C

50% coton 50% polyester, 160 g/m²

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13052-blouse-pour-patient-bleu-ciel-uni.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com