

FICHE PRODUIT



Fil de suture en soie noire tressée, aiguille triangulaire 3/8

Référence : SOC-805151

Description du produit

Le fil de suture chirurgicale non résorbable e, Soie est un fil tressé d'origine naturelle particulièrement indiqué pour la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en chirurgie cardiovasculaire, en ophtalmologie et en neurochirurgie, notamment en chirurgie dentaire et stomatologie.

Ce fil de suture est peu élastique et permet une bonne tenue des nœuds.

CE 0086 - produit de classe III.

Disponible en plusieurs tailles.

Caractéristiques du fil de suture en soie tressée

- Type : multi filament tressé.
- Composition : fibres tressées du cocon du ver à soie.
- Enduit : cire Silicone.
- Couleur : noir.
- Réaction tissulaire : Modérée.
- Résorption : La suture de soie provoque une réaction inflammatoire initiale dans le tissu, qui est suivie par une encapsulation progressive du fil par du tissu conjonctif fibreux.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Présentation Boîte de 12 pochettes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fils-de-suture/13054-fil-de-suture-en-soie-noire-tressee-aiguille-triangulaire-3-8.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
fils_de_suture_metric - 1, fils_de_suture_usp - 5/0, fils_de_suture_longueur - 75 cm	SOC-8101519	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com