

FICHE PRODUIT



Canules rectales simple contraste modèle junior

Référence : SOC-H115CRJ106

Points forts

- délais : 48 heures
- Consommables de lavement baryté : Canule rectale

Description du produit

Canules rectales simple contraste modèle junior

Les Canules rectales simple contraste modèle junior HELTIS LINE sont destinées uniquement à un usage de courte durée dans le cadre d'un **examen radiologique du côlon** par injection de produits de contraste. **Les Canules rectales simple contraste modèle junior** HELTIS LINE se connectent aux systèmes de lavement à l'aide d'un embout approprié. **SOCIMED** vous propose des **Canules rectales simple contraste** moins chères parce que nous nouons incessamment des accords commerciaux avec des firmes internationales de renom. Profitez-en !

Caractéristiques des Canules rectales simple contraste modèle junior:

- **Modèle JUNIOR**
- Simple contraste
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique
- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux

Spécifications des Canules rectales simple contraste modèle junior:

- Diamètre : 12 mm
- Longueur : 17 cm
- **Conditionnement:** boîte de 10 canules

Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13064-canules-rectales-simple-contraste-modele-junior.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Consommables de lavement baryté	Canule rectale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com