


FICHE PRODUIT

Micropipette autoclavable à volume réglable Plus, 20-200µL

Référence : SOC-7030301009

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Micropipette autoclavable à volume variable Plus, 20-200µL

La **Micropipette autoclavable à volume variable Plus, 20-200µL** permet de prélever et de transférer des volumes très faibles de liquide avec une grande précision. Il fait partie du matériel de base des **laboratoires**. La **Micropipette autoclavable à volume variable Plus, 20-200µL** est entièrement **autoclavable**, se nettoie facilement et réduit ainsi les risques de contamination.

SOCIMED comme à son habitude réserve pour vous le **matériel de laboratoire** de qualité afin de vous satisfaire. Nous vous remercions d'adhérer à cette sélection et de passer votre commande !

Présentation de la Micropipette autoclavable à volume variable Plus, 20-200µL:

L'autoclavage à la vapeur peut être effectué à 121 ° C, 1 bar pendant 20 minutes. Après l'autoclavage, la pipette doit être refroidie et laissée sécher pendant 12 heures avant utilisation.

Il est recommandé de vérifier les performances de la pipette après chaque autoclavage. Le graissage et l'étanchéité du piston de la pipette après chaque 10ème autoclavage assurera une fonction améliorée.

Caractéristiques de la Micropipette autoclavable à volume variable Plus, 20-200µL :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1- Entièrement autoclavable.
- 2- Sa conception ergonomique facilite grandement son utilisation.
- 3- Affichage du volume facile à lire.
- 4- Les pipettes couvrent une plage de volume allant de 0,1 µL à 5 mL.
- 5- Étalonnage et maintenance faciles.
- 6- Fabriqué à partir de matériaux innovants.
- 7- Chaque MicroPette Plus prélève et transfère.
- 8- Certificat d'étalonnage individuel selon la norme ISO8655.
- 9- L'étalonnage en ligne est disponible.

Plage de volume	Increment	Test de Volume [µl]	Erreur de précision		Erreur de précision	
			%	µl	%	µl
2-20µl	0.5µl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08
		10	1.20%	0.12	1.00%	0.1
		2	3.00%	0.06	2.00%	0.04

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/13066-micropipette-autoclavable-a-volume-variable-plus-20-200-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com