


FICHE PRODUIT

Micropipette autoclavable à volume réglable plus-2-20µL

Référence : SOC-7030301005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les Micropipettes Plus sont entièrement autoclavables, permettent un nettoyage facile et réduisent les risques de contamination.

L'autoclavage à la vapeur peut être effectué à 121 ° C, 1 bar pendant 20 minutes.

Après l'autoclavage, la pipette doit être refroidie et laissée sécher pendant 12 heures avant utilisation.

Il est recommandé de vérifier les performances de la pipette après chaque autoclavage.

Le graissage et l'étanchéité du piston de la pipette après chaque 10ème autoclavage assurera une fonction améliorée.

Caractéristiques

- Entièrement autoclavable;
- La conception ergonomique offre une excellente expérience de fonctionnement.
- Affichage du volume facile à lire;
- Les pipettes couvrent une plage de volume allant de 0,1 µL à 5 mL;
- Étalonnage et maintenance faciles;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fabriqué à partir de matériaux innovants;
- Certificat d'étalonnage individuel selon ISO8655;
- L'étalonnage en ligne est disponible.

Plage de volume	Increment	Test de Volume μl	Erreur de précision		Erreur de précision	
			%	μl	%	μl
2-20 μl	0.5 μl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08
		10	1.20%	0.12	1.00%	0.1
		2	3.00%	0.06	2.00%	0.04

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/finnpipette/13067-micropipette-autoclavable-a-volume-reglable-plus-2-20-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com