

FICHE PRODUIT



Kit d'insufflation compatible CT-1400 pour Coloscopie virtuelle

Référence : SOC-H115COL190

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'insufflation compatible CT-1400 pour Coloscopie virtuelle

Le **Kit d'insufflation compatible CT-1400 pour Coloscopie virtuelle** est un kit complet à usage unique qui permet d'**insuffler le CO2** au patient, il sied à l'**insufflateur de CO2 CT-1400 Calmed**. Ce qui importe le plus pour **SOCIMED** c'est de privilégier la relation commerciale existante entre vous et nous, d'où la vente de ce merveilleux **Kit d'insufflation compatible CT-1400 pour Coloscopie virtuelle** à vil prix. Passez votre commande sans hésiter!

Avantages du Kit d'insufflation compatible CT-1400 pour Coloscopie virtuelle :

- Long de 3,80 m, il donne la possibilité de placer l'insufflateur n'importe où dans la pièce, sans gêne pour le soignant.
- Le tout est fait d'une poche de 240 ml pour la rétention des fluides corporels et d'un filtre de 0,1 micron hydrophile pour éviter toute contamination de l'insufflateur par reflux.
- Le set possède en son extrémité un cathéter spécial de 9 mm, à usage universel, avec un ballonnet en silicone

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Le volume est choisi pour positionner et retenir le cathéter tout en assurant un parfait confort du malade.
- Le ballonnet peut contenir jusqu'à 90ml d'eau PPI* pour un diamètre de 48 mm.
- Conditionnement unitaire

*Le gonflage doit être effectué avec de l'eau PPI afin de prévenir le risque d'éclatement.

Conditionnement unitaire

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-de-radiographie/13068-kit-insufflation-compatible-ct-1400-pour-colo-scanner.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com