

FICHE PRODUIT



Kit d'insufflation compatible EZEM et VIMAP pour Coloscopie virtuelle b/25

Référence : SOC-H115COL130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Kit d'insufflation compatible EZEM et VIMAP pour Coloscopie virtuelle

Le kit d'insufflation compatible EZEM et VIMAP pour Coloscopie virtuelle est un kit complet à usage unique qui assure l'**insufflation du CO2** au malade et qui est adapté aux **insufflateurs PROTOCOL 02 et VIMAP VMX-1000A**. **SOCIMED** n'a jamais été aussi proche de vous comme à cet instant en vous vendant ce merveilleux **kit d'insufflation compatible EZEM et VIMAP pour Coloscopie virtuelle** à un prix aussi bas. Faites-nous confiance!

Avantages du kit d'insufflation compatible EZEM et VIMAP pour Coloscopie virtuelle:

- Mesurant 3,80 m il permet de placer l'insufflateur n'importe où dans la pièce, sans gêne pour l'administrateur des soins
- Le lot est composé d'une poche de 240 ml pour la rétention des fluides corporels et d'un filtre de 0,1 micron hydrophile dans le but d'éviter toute contamination de l'insufflateur par reflux
- Le set possède en son extrémité d'un cathéter spécial de 6 mm, à usage universel, avec un ballonnet en silicone.
- le choix du volume est tel qu'il puisse permettre de positionner et retenir le cathéter tout en assurant un parfait confort du malade.
- Le ballonnet peut contenir jusqu'à 90ml d'eau PPI* pour un diamètre de 48 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement unitaire

*Le gonflage doit être effectué avec de l'eau PPI afin de prévenir le risque d'éclatement.

Conditionnement: Boite de 25 kits

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/consommables-de-radiographie/13069-kit-insufflation-compatible-ezem-et-vimap-pour-colo-scanner.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com