


FICHE PRODUIT



Poche à lavement ENEMA HELTIS LINE avec bouchon à vis et tubulure

Référence : SOC-H115PAL105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Poche à lavement ENEMA

La **Poche à lavement ENEMA** d'une capacité de 2,5 litres pour lavement est à usage unique et équipée d'un bouchon à double étanchéités garantissant une parfaite imperméabilité à l'air. Ce qui importe pour **SOCIMED** c'est de privilégier la relation commerciale entre vous et nous, d'où la vente de cette originale **Poche à lavement ENEMA** à bon compte. Merci de passer votre commande sans hésiter !

Spécifications de la poche à lavement ENEMA:

- . Poche souple 2,5 litres
- . Tubulure longueur 180 cm
- . Trous prédécoupés pour accrochage sur support sérum
- . Bouchon parfaitement étanche

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13070-poche-a-lavement-enema-heltis-line-avec-clamp-et-large-bouchon-a-vis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com