


FICHE PRODUIT



Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique

Référence : SOC-H115CRJ104

Points forts

- délais : 48 heures
- Consommables de lavement baryté : Canule rectale

Description du produit

Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique

Les Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique HELTIS LINE sont destinées uniquement à un usage de courte durée dans le cadre d'un **examen radiologique du côlon** par injection de **produit de contraste**. **Les Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique** HELTIS LINE se nouent aux **systèmes de lavement** au moyen d'un embout bien indiqué. Dans son objectif de vous fidéliser, **SOCIMED** comme d'habitude vous offre ces indispensables **Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique** HELTIS LINE à vil prix. Merci de ne pas tarder à acheter !

Caractéristiques des Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique HELTIS LINE:

- Modèle PEDIATRIQUE
- Simple contraste
- Flexibles
- Surface lisse
- Dispositif à usage unique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dispositif non stérile, médicalement propre
- Sans latex
- Cet article est destiné à être utilisé par des professionnels assurant les soins médicaux

Spécifications des Canules rectales simple contraste modèle pédiatrique HELTIS LINE:

- Diamètre : 5 mm
- Longueur : 16,5 cm

- **Conditionnement:** boîte de 10 canules

Dispositif médical Classe 1
Directive 93/42/EEC

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13071-canules-rectales-simple-contraste-modele-pediatrique.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Consommables de lavement baryté	Canule rectale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com