

FICHE PRODUIT



Bassin Lavement baryté ENEMA

Référence : SOC-H115BAS105

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bassin Lavement ENEMA

Le **Bassin gonflable en plastique** à usage unique permet de recueillir les **produits de contraste** administrés par voie rectale. **SOCIMED** ayant le souci de vous fidéliser parmi ses clients, vous l'offre à prix réduit. Ne tardez pas d'achetez !

Données techniques du Bassin gonflable en plastique :

- . Diamètre 58cm
- . Matière PVC
- . Valve en silicone
- . Sans latex

lot de 2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lavement-baryte/13072-bassin-lavement-enema.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com