


FICHE PRODUIT

Support carrousel ErgoOne pour 8 pipettes (universel)

Référence : SOC-S7200-0000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le support de pipettes carrousel rotatif contient jusqu'à huit pipettes monocanal ou multicanaux ErgoOne®.

Approprié pour l'usage quotidien en laboratoire, le support offre la possibilité de supporter des pipettes d'autres fabricants comme Biohit®, Finn®, Gilson® et Rainin®.

Résistant aux UV.

Dimensions (L x P x H) 200 x 200 x 300 mm.

Conformité et garantie


Marquage CE**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/13074-support-carrousel-ergoone-pour-8-pipettes-universel.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com