

FICHE PRODUIT

Rodzon Lecteur CD DVD Externe Type C USB 3.0, Graveur CD DVD Externe CD/DVD /-RW/ROM

Référence : SOC-B07VF4LPDJ

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le lecteur de CD externe Rodzon est compatible USB3.0 et rétro-compatible USB2.0 USB1.0, ce qui vous permet d'accélérer la vitesse de transmission des données (jusqu'à 5 Gbps) et de garantir des performances stables avec une forte tolérance aux pannes.

Ce lecteur de DVD est idéal pour divers appareils. Il supporte Windows XP / 2003 / Vista / 7 / 8.1 / 10, Linux, toutes les versions du système Mac OS. Pour les ordinateurs de bureau, veuillez connecter le périphérique au port USB de la carte mère pour une utilisation normale.

SPÉCIFICATION

- Interface USB: USB 3.0 (rétrocompatible avec USB 2.0.1.0)
- Formats pris en charge: DVD-ROM, DVD vidéo, CD-R / RW, CD-ROM / XA, CD-ROM, CD-EXTRA, CD-TEXT
- Types de supports pris en charge: CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD + RW, DVD + R, DVD + R DL, DVD-R DL, DVD RAM
- Vitesse de lecture: CD-ROM: 24x Max; DVD-ROM: 8x Max; DVD-ROM (DL): 6x Max;
- Vitesse d'écriture: 24x CD-R, 8x CD-RW, DVD ± R: 8X Max; DVD ± R DL: 4X Max; DVD-R ± 9: 2,4x max.
- Vitesse de réécriture: DVD + RW: 4X Max; DVD-RW: 4x Max; CD-RW: 10X Max; DVD-RAM: 3x Max

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Cache mémoire: 2M
- Tension □ 5v
- Dimensions: 5,6 x 5,4 x 0,6 pouces
- Poids net: 11.5oz

EMBALLAGE INCLUS:

1x lecteur de CD USB (CD non inclus)

1x manuel d'utilisation

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/enregistreurs-et-magnetoscopes/13076-rodzon-lecteur-cd-dvd-externe-type-c-usb-3-0-graveur-cd-dvd-externe-cd-dvd-rw-rom.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com