

FICHE PRODUIT

DVD PREMIUM HELTIS LINE GRADE A MEDICAL SPINDLE DE 100

Référence : SOC-505DVD130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le DVD premium Heltis line grade a médical offre une capacité de stockage de 4,7 Go ou 120 minutes, compatible avec les graveurs de DVD + R ou DVD +/- R de 2,4 à 16X. La technologie de pointe permet aux utilisateurs d'enregistrer un disque complet de 4,7 Go / 120 minutes en moins de 5 minutes. Les utilisateurs professionnels utilisent les disques enregistrables sur DVD pour répondre à leurs normes les plus élevées en matière de performances de lecture / écriture de disque, de fiabilité et de durée de vie des archives. Le support DVD + R 16X est compatible avec les lecteurs fabriqués par Philips, HP, Dell, Sony et d'autres fabricants.

Caractéristiques Techniques :

- Diamètre externe : 120 mm
- Diamètre interne : 15 mm
- Epaisseur : 1,2 mm
- Poids : 13 à 20 g
- Capacité de stockage : 4,7 GB
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 16x

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Surface : polycarbonate
- Couche réfléchissante : argent
- Impression : Full Surfac
- Couche imprimable : colorant organique blanc
- Température d'utilisation : -25°C / + 70 °C
- Taux d'humidité : 3% / 95%
- Durée de vie estimée : 30 ans pour des CD-R stockés dans des conditions optimales. Toute manipulation non adaptée peut endommager le media et entraîner une diminution conséquente de cette durée de vie. La qualité de gravure est également un paramètre important dans l'estimation de la durée de vie des données sur un DVD-R.

Conditionnement : Spindle de 100 DVD

IMPRIMABLE BLANC THERMIQUE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cd-dvd-medicaux-et-pochettes/13078-dvd-premium-heltis-line-grade-a-medical-spindle-de-100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com