

FICHE PRODUIT

Fauteuil de prélèvement hauteur variable hydraulique avec jambier indépendant

Référence : SOC-841921

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Fauteuil de prélèvement Promotal à hauteur variable hydraulique avec coussin de pied indépendant. Réglage de la hauteur de 57 à 77cm.

Le fauteuil, monté sur une base circulaire en acier, pivote à 360°.

Il est constitué d'une **mousse de 80mm d'épaisseur** avec un revêtement antibactérien (sellerie non feu M1). Sa structure en epoxy polyester gris nuage est facile à nettoyer.

Vous pouvez incliner le **dossier et le jambier** indépendamment. Le fauteuil de prélèvement peut accueillir des patients **jusqu'à 200 kg**.

Il dispose de **2 avant-bras sur rotule** en mousse polyuréthane noire, 2 étaux soudés et un porte-rouleau.

Possibilité d'adapter nombreux accessoires.

Garantie : 2 ans hors sellerie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/13081-fauteuil-de-prelevement-hauteur-variable-hydraulique-avec-jambier-independant.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com