

FICHE PRODUIT



Paillasse de laboratoire avec placards muraux (I 90cm x 75cm P)

Référence : SOC-790150

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Description

Placard en mélaminé avec plateau revêtement en dalle de grès émaillé.

Livré avec une étagère amovible.

Structure basse en tube acier peinture époxy de section 30 x 30 mm.

Montage par excentriques et tourillons assurant une grande rigidité de l'ensemble.

Portes coulissantes.

Serrure de série.

Choix de la cuve et de la robinetterie à la carte.

Possibilité de mettre au choix des cuves 15 x 30 cm, 30 x 30 cm, 45 x 45 cm, 60 x 45 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/paillasser-de-laboratoire/13086-paillasser-de-laboratoire-avec-placards-muraux.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com