


FICHE PRODUIT

Planche de transfert transglide

Référence : SOC-H645TRA14048

Points forts

- Type d'outil de transfert du patient : Planche

Description du produit

Planche de transfert transglide

La planche de transfert transglide est rigide en polyéthylène haute densité (PEHD) et dédiée aux patients traumatisés. **Le Transglide** est **perméable aux rayons-x et amagnétique**, ce qui permet un usage en **radiographie d'urgence ou en environnement IRM**.

La planche de transfert Transglide est disponible en deux formats :

Grand Format :

Dimensions 170cm x 65cm

Poids 3,5 Kg

Petit Format :

Dimensions 140cm x 48cm

Poids 3,0 Kg

Garanti : 2 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/transfert-du-patient/13087-planche-de-transfert-transglide.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type d'outil de transfert du patient	Planche

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
transf_patient_taille - Mini	SOC-H645TRA14048-1	
transf_patient_taille - Long	SOC-H645TRA17065	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com