


FICHE PRODUIT



Téterelles Personnalisées (Boîte de 2)

Référence : SOC-008-0327

Description du produit

Une **téterelle** correctement adaptée est essentielle pour une expression efficace. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons cinq tailles de **téterelle PersonalFit** répondant à vos besoins.

Avantages des téterelles PersonalFit

- Pouvoir choisir entre différentes tailles vous permet d'obtenir une expression optimale.
- La bonne taille permet d'optimiser l'écoulement du lait.
- Pour une double expression ou pour disposer d'une téterelle de rechange.
- Sans BPA - Aucun risque pour vous et votre bébé.

Gynemat propose cinq **tailles de téterelles PersonalFit**. Deux téterelles sont incluses. Les téterelles sont exemptes de BPA.

Pour une expression optimale, associez les téterelles PersonalFit avec les **tire-lait Medela : Freestyle, Swing maxi, Swing, Harmony et Mini Electric**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tire-lait-et-accessoires/13100-teterelles-personnalfittm.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
tire_lait_taille - S, tire_lait_dimension - 21mm	SOC-008-0327-1	
tire_lait_taille - M, tire_lait_dimension - 24mm	SOC-008-0328	
tire_lait_taille - L, tire_lait_dimension - 27mm	SOC-008-0329	
tire_lait_taille - XL, tire_lait_dimension - 30mm	SOC-008-0330	
tire_lait_taille - XXL, tire_lait_dimension - 36mm	SOC-008-0331	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com