

FICHE PRODUIT

Générateur d'Hydrogène IATROSCAN NTS

Référence : SOC-BHG2200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **générateur d'hydrogène IATROSCAN NTS** est un appareil qui délivre de l'hydrogène (H₂) nécessaire au moment de l'utilisation. Spécialement modifié pour l'automate de chromatographie **IATROSCAN** afin de ne délivrer aucune trace d'humidité. Son fonctionnement évite de stocker dans le laboratoire une bouteille de gaz sous pression.

En cas de fuite d'un élément dans ou hors de l'appareil, le système de sécurité intégré, prévient l'utilisateur par un signal sonore et par un message sur l'écran.

La cellule électrolytique Cu-Ni brevetée par NTS n'est pas affectée par les impuretés de l'eau et ne nécessite aucun système de dé-ionisation, ni aucun filtre.

Aucune cartouche de déminéralisation n'est nécessaire et l'utilisateur n'a pas besoin de remplacer ou d'ajouter l'électrolyte qui est scellé par nos laboratoires avant la livraison.

Il peut aussi alimenter en parallèle deux GC.

Données techniques

- Débit: 200 Nml/min
- Pression en sortie: 1 - 6 Bar
- Dimensions: 400 x 310 x 500 mm (L x H x P)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation: 115 - 230 Volts +/- 10%; 50 - 60 Hz; 100Va
- Poids: 19Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13106-generateur-d-hydrogene-iatroscan-nts.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com