

FICHE PRODUIT

Matelas de table thermoplastique soudé

Référence : SOC-H640MAP180502

Points forts

- délais : 2 semaines

Description du produit

Matelas de table thermoplastique soudé

Matelas de table thermoplastique utilisé lors des **examens pour le confort du patient**. Recommandé pour les examens nécessitant l'usage des produits de contraste, **le matelas thermoplastique** est soudé sur trois côtés et dispose d'une ouverture velcro pour le remplacement éventuel de la mousse.

Epaisseurs disponibles: 2cm ou 4cm

Formats disponibles: 180x50cm; 180x60cm; 200x50cm; 200x60cm

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/matelas-de-tables-de-radiologie/13107-matelas-de-table-thermoplastique-soude.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mob_imgdimensions - 180 x 50 x 2cm	SOC-H640MAP180502-1	
mob_imgdimensions - 180 x 50 x 4cm	SOC-H640MAP180504	
mob_imgdimensions - 180 x 60 x 2cm	SOC-H640MAP180602	
mob_imgdimensions - 180 x 60 x 4cm	SOC-H640MAP180604	
mob_imgdimensions - 200 x 50 x 2cm	SOC-H640MAP200502	
mob_imgdimensions - 200 x 50 x 4cm	SOC-H640MAP200504	
mob_imgdimensions - 200 x 60 x 2cm	SOC-H640MAP200602	
mob_imgdimensions - 200 x 60 x 4cm	SOC-H640MAP200604	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com