

FICHE PRODUIT

Tire-lait électrique Symphony Plus

Référence : SOC-024-0101

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le Symphony®* est un **tire-lait** destiné aux hôpitaux et à la location à domicile. Il convient idéalement à une utilisation à long terme et à des expressions fréquentes. Le **tire-lait Symphony®*** et ses programmes d'expression issus de la recherche ont été spécifiquement conçus pour aider les mamans de prématurés et de nourrissons nés à terme à initier, amplifier et maintenir une production de lait adaptée aux besoins du bébé.

DESCRIPTION

1. Le **tire-lait symphony** possède un moteur sans vibration qui garantit un fonctionnement silencieux.
2. La protection contre les débordements garantit un niveau d'hygiène optimal.
3. Un seul bouton de commande permet de régler simplement la force d'aspiration.

Quels sont les bienfaits du tire-lait Symphony?

1. Le **tire-lait symphony** est extrêmement doux pour les zones du sein particulièrement sensibles.
2. Ce **tire-lait** diminue les symptômes d'engorgement et aide à soigner les mastites.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

3. Il fait ressortir les mamelons plats ou ombiliqués.
4. Il est simple à utiliser et étonnamment silencieux.
5. Il vous aide à déclencher, amplifier et maintenir la production de lait adéquate.
6. Le programme INITIATE facilite le déclenchement de la lactation.
7. Grâce au programme MAINTAIN, vous parvenez plus facilement à amplifier et à maintenir votre production de lait maternel.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tire-lait-et-accessoires/13116-tire-lait-electrique-symphonyr-plus.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com