

FICHE PRODUIT



Paillasse de laboratoire avec placards muraux (I 90cm x 60cm P)

Référence : SOC-790130

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Paillasse de laboratoire avec placards muraux (I 90cm x 60cm P)

Placard en mélaminé avec plateau revêtement en dalle de grès émaillé.

Livré avec une étagère amovible.

Structure basse en tube acier peinture époxy de section 30 x 30 mm.

Montage par excentriques et tourillons assurant une grande rigidité de l'ensemble.

Portes coulissantes.

Serrure de série.

Choix de la cuve et de la robinetterie à la carte.

Possibilité de mettre au choix des cuves 15 x 30 cm, 30 x 30 cm, 45 x 45 cm, 60 x 45 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/13119-pailasse-de-laboratoire-avec-placards-muraux-l-90cm-x-60cm-p.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com