


FICHE PRODUIT

Matelas à dépression pour bloc opératoire

Référence : SOC-H640DEP100

Points forts

- délais : 2 semaines

Description du produit

Matelas à dépression pour bloc opératoire

Matelas à dépression utilisé pour **la manipulation et le positionnement du patient au cours d'opérations chirurgicales.**

AVANTAGES DU MATELAS A DEPRESSION :

- . S'adapte à chaque partie du corps du patient
- . Supprime les points de pression
- . Positionnement rapide et simple
- . Prévention efficace des escarres
- . Accès optimal pour le chirurgien
- . Excellent confort des patients
- . Amélioration de l'efficacité en salle d'opération
- . Permet un transport inter-service dans la position chirurgicale définie
- . Peut être utilisé comme alternative réutilisable à des lits de plâtre

FACILE D'UTILISATION :

- . Mise en place simple et rapide, aucune répartition des billes à faire.
- . Billes de Styropor haute densité, totalement canalisées dans des chambres.
- . Vanne en ABS, extrêmement robuste avec fermeture automatique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

. Compatible aux rayons X, CT et IRM.

RESPECT DU CONFORT DU PATIENT :

- . Parfaite immobilisation
- . Fabriqué 100% en polyuréthane, avec renfort tissé possible : matériau agréable et confortable
- . Très bonnes propriétés isolantes permettant notamment de garder les personnes au chaud
- . Enveloppe extérieure ne provoquant aucune réaction allergique.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/matelas-de-tables-de-radiologie/13120-matelas-a-depression-pour-bloc-operatoire.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mob_imgdimensions - 65 x 35 cm	SOC-H640DEP100-1	
mob_imgdimensions - 90 x 50 cm	SOC-H640DEP120	
mob_imgdimensions - 100 x 50 cm	SOC-H640DEP130	
mob_imgdimensions - 100 x 108 cm	SOC-H640DEP155	
mob_imgdimensions - 200 x 75 cm	SOC-H640DEP170	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com