

**FICHE PRODUIT**



## Matelas vétérinaire opératoire Depress

Référence : SOC-H640DEP115

### Points forts

- délais : 2 semaines

## Description du produit

### Matelas vétérinaire opératoire Depress

**Matelas à dépression** revêtu en polyuréthane **renforcé pour la manipulation et le positionnement des animaux au cours des opérations chirurgicales.**

#### AVANTAGES DU MATELAS VETERINAIRE OPERATOIRE DEPRESS:

- . S'adapte à chaque partie du corps de l'animal
- . Supprime les points de pression
- . Positionnement rapide et simple
- . Accès optimal pour le chirurgien
- . Amélioration de l'efficacité en salle d'opération
- . Permet le transport dans la position chirurgicale définie

#### FACILE D'UTILISATION :

- . Mise en place simple et rapide, aucune répartition des billes à faire.
- . Billes de Styropor haute densité, totalement canalisées dans des chambres.
- . Vanne en ABS, extrêmement robuste avec fermeture automatique.
- . Compatible aux rayons X, CT et IRM.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## SPECIFICITES DU MATELAS VETERINAIRE OPERATOIRE DEPRESS:

- . Parfaite immobilisation
- . Revêtement 100% en polyuréthane contrecollé sur une structure tissée pour le renfort.
- . Très bonnes propriétés isolantes permettant notamment de garder l'animal au chaud
- . Enveloppe extérieure ne provoquant aucune réaction allergique.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/matelas-de-tables-de-radiologie/13126-matelas-veterinaire-operatoire-depress.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur     |
|-----------------|------------|
| delais          | 2 semaines |

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Déclinaisons

| Désignation                     | Référence :      | EAN13 : |
|---------------------------------|------------------|---------|
| mob_imgdimensions - 80 x 50 cm  | SOC-H640DEP115-1 |         |
| mob_imgdimensions - 90 x 50 cm  | SOC-H640DEP125   |         |
| mob_imgdimensions - 100 x 50 cm | SOC-H640DEP135   |         |
| mob_imgdimensions - 130 x 50 cm | SOC-H640DEP165   |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com