

FICHE PRODUIT



Tire-lait Freestyle électrique à double pompage

Référence : SOC-042-0012

Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de pompage : Double pompage
- Accessoires : Standards

Description du produit

Le tire-lait Freestyle est un tire-lait électrique à double pompage innovant dont les performances sont irréprochables. Il est doté de fonctions bien conçues et procure à la fois mobilité, liberté et souplesse d'utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- **Portatif** : Grâce à sa batterie de petite taille et rechargeable, vous pouvez exprimer votre lait à peu près partout.;
- **Utilisation simple** grâce à l'écran numérique, à la fonction mémoire, au minuteur et au rétroéclairage;
- **Plus de lait en moins de temps** grâce à la technologie 2-Phase Expression et à la double expression;
- **FONCTION DE MÉMOIRE ET MINUTERIE** : Avec son minuteur le Freestyle vous indique en temps réel la durée de votre phase de stimulation et d'expression. Une fois votre rythme de croisière établi mémorisez-le pour démarrer les prochaines séances d'un clic;
- **ULTRA COMPACT** : Il s'agit de l'un des plus petit tire-lait électrique au monde, il se transporte facilement grâce à son sac de transport. Idéal au travail ou pendant les vacances.
- **ECRAN NUMÉRIQUE RÉTRO-ÉCLAIRÉ**: Pour exprimer son lait même de nuit, en toute simplicité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

NB/ Le tire-lait FREESTYLE® est accompagné d'accessoires suivants:

- 1 embout Calma®
- 1 sac de transport
- 1 compartiment réfrigérant
- 4 biberons de recueil 150 ml

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tire-lait-et-accessoires/13132-tire-lait-freestyler-electrique-a-double-pompage.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Nombre de pompage	Double pompage
Accessoires	Standards

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com