

FICHE PRODUIT



Trefle zone interdite rouge 13 x 18 cm

Référence : SOCH855TRS320

Points forts

- délais : 48 heures
- Type d'outils de signalisation/zonage : Trèfle
- Couleur : Rouge

Description du produit

Trefle zone interdite rouge 13 x 18 cm

Trèfle destiné au repérage des **zones interdites rouge en radiologie**.

Disponible aussi en modèle "Intermittent"

Matière : vinyle adhésif

Dimensions : 130x180mm

Mentions légales :

DECRET 2003-296 du 31 Mars 2003

ARRETE DU 15 MAI 2014

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/signaletique/13133-trefle-zone-interdite-rouge-13-x-18-cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type d'outils de signalisation/zonage	Trèfle
Couleur	Rouge

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com