

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Spengler Laubry chromé simple pavillon

Référence : SOC-507300

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Stéthoscope Spengler Laubry chromé simple pavillon | La référence française du diagnostic médical

Le **stéthoscope Spengler Laubry® chromé à simple pavillon** incarne le savoir-faire de la marque française Spengler, fabricant d'instruments médicaux de précision depuis plus de 150 ans. Conçu pour les médecins généralistes et les professionnels de santé en pratique libérale ou hospitalière.

Acoustique Spengler : précision et fiabilité prouvées

Le pavillon chromé simple offre une acoustique claire et précise pour l'auscultation cardiaque et pulmonaire. La membrane de qualité permet une détection fiable des sons normaux et pathologiques.

Robustesse et élégance du design chromé

Fabriquée avec des matériaux de qualité professionnelle, résistant à une utilisation intensive en cabinet. Son design chromé élégant en fait un instrument de prestige adapté à la pratique libérale.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques techniques

- Pavillon simple chromé — Poids : 120 g
- Marque Spengler — Fabricant français d'instruments médicaux
- Adapté aux adultes — Médecine générale, pratique libérale

Garantie : 2 ans.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/13134-stethoscope-spengler-laubry-chrome-simple-pavillon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com