


FICHE PRODUIT



Sets pour tire-laits Symphony

Référence : SOC-800-0566

Description du produit

Les sets sont indispensables pour utiliser le tire-lait de location Symphony®* en simple ou double pompage et exprimer son lait.

DESCRIPTION

- **PRATIQUE:** L'ensemble des accessoires nécessaires sont rassemblés dans le set et accompagnés de la notice explicative du tire-lait Symphony®*, pour faciliter l'assemblage et l'utilisation du produit.
- **HYGIENIQUE:** Le conditionnement en boîte garantit l'hygiène des accessoires contenus dans le set. L'utilisation des sets est personnelle et ne peut faire l'objet d'une location.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tire-lait-et-accessoires/13138-sets-pour-tire-laits-symphony.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
tire_lait_pompage - 1 pompage	SOC-800-0566-1	
tire_lait_pompage - Double pompage	SOC-800-05601	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com