


FICHE PRODUIT

Thermomètre électronique digital GIMA

Référence : SOC-GI25560

Points forts

- délais : 4 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Thermomètre électronique digital GIMA

Le thermomètre digital GIMA disponible chez SOCIMED est un dispositif médical destiné à la mesure de la température corporelle en milieu hospitalier ou dans le cadre familial.

Le **thermomètre électronique digital GIMA** est un modèle à usage **oral, axillaire et rectal** ; les mesures peuvent donc être réalisées dans la bouche, sous l'aisselle ou dans les fesses. La mesure par voie rectale reste cependant recommandée, car c'est la plus précise pour déterminer la température centrale du corps.

Précision et rapidité de lecture.

Sûr et facile à utiliser avec un affichage clair et grandes. La prise de température est effective au bout de 30 à 60 secondes environ. Le résultat s'affiche à l'écran pour une lecture simple et aisée.

Caractéristiques techniques :

- Plage d'affichage 32.0°C - 42.9°C;
- Précision de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mémoire: dernière lecture;
- Fonction beeper;
- Autosave dernière lecture;
- Arrêt automatique;
- Boîtier en plastique;
- Manuel multilingue et boîte;
- CE et FDA approuvés ;
- Batterie LR/4I - 1.5V.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/thermometres-medicaux/13142-thermometre-electronique-digital-gima.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	4 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com