

FICHE PRODUIT

Sac réfrigérant et bloc réfrigérant + 4 biberons

Référence : SOC-200-1756

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Avec ses 4 biberons de 150ml, ses compartiments et son bloc réfrigérant, le Cooler Bag permet de transporter et de conserver le lait maternel facilement.

Amélioration de l'expérience d'allaitement

Nos sac réfrigérants sont indispensables pour les mamans qui bougent et ont besoin de conserver leur lait au frais. Avec les biberons, vous pouvez l'utiliser comme contenant supplémentaire afin de transporter votre lait maternel de votre lieu de travail à votre domicile. Ce sac peut également être déposé à la crèche.

Avantages du sac réfrigérant

- Le sac réfrigérant préserve l'intégrité et la fraîcheur de votre lait maternel, où que vous soyez. Le pack de glace, dont la forme est adaptée, a été conçu spécialement pour les biberons et augmente la durée de conservation du lait;
- L'isolation à l'intérieur du sac maintient le lait maternel exprimé réfrigéré plus longtemps;
- Le sac est livré avec quatre biberons pour lait maternel Medela ainsi qu'un élément réfrigérant

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

séparé;

- Il est disponible à part et en tant que composant du sac pour tire-lait CityStyle;
- Le sac réfrigérant est un contenant supplémentaire idéal pour le transport du lait maternel;
- Il préserve l'intégrité et la fraîcheur de ce précieux liquide;
- Les biberons sont exempts de BPA et ne présentent aucun risque ni pour votre bébé, ni pour VOUS.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tire-lait-et-accessoires/13144-sac-refrigerant-et-bloc-refrigerant-4-biberons.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com