

FICHE PRODUIT



Housse de recharge pour matelas de transfert Rollbord hightec

Référence : SOC-H645ROL211

Points forts

- Accessoires d'imagerie : Matelas de transfert du patient

Description du produit

Housse de recharge pour matelas de transfert Rollbord hightec

Housse de recharge pour matelas de transfert Rollbord hightec, modèles Standard. Conçue dans des matériaux de haute qualité et traitée pour un usage de longue durée. La **housse de recharge pour Rollbord hightec** est conseillée pour un usage unique afin de préserver la housse principale le plus longtemps possible.

Disponible pour modele Long et Mini

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/transfert-du-patient/13146-housse-de-rechange-pour-matelas-de-transfert-rollbord-hightec.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Accessoires d'imagerie	Matelas de transfert du patient

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
mob_imag - LONG	SOC-H645ROL211-1	
mob_imag - MINI	SOC-H645ROL221	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com