

FICHE PRODUIT

Lots de Biberons pour lait maternel ou artificiel

Référence : SOC-800-0796

Description du produit

Nos biberons pour lait maternel sont des accessoires idéaux pour vous accompagner durant votre période d'allaitement. Ils sont compatibles avec tous les tire-laits et tétines que nous vous proposons; vous pouvez par conséquent exprimer, conserver et administrer le lait au moyen d'un même récipient. Ainsi, vous ne gaspillez pas la moindre goutte de votre précieux lait tout en réduisant votre tâche de nettoyage.

Bienfaits des biberons pour lait maternel

- 1. Nos biberons sont résistants, ne se fendent pas et ne se brisent pas en cas de chute;
- 2. Nos lots de biberons sont faits de matériaux sans danger pour votre bébé et pour vous ;
- 3. Nos biberons sont incassables et existent en deux tailles : 150 ml (packs de trois biberons) et 250 ml (packs de deux biberons). Ils peuvent être associés à tous nos les tire-lait et tétines;
- 4. Ces biberons pour lait maternel peuvent être placés aussi bien au lave-vaisselle qu'au micro-ondes et sont exempts de BPA;
- 5. Facile à nettoyer;
- 6. Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

1. Nos biberons sont résistants, ne se fendent pas et ne se brisent pas en cas de chute;
2. Nos lots de biberons sont faits de matériaux sans danger pour votre bébé et pour vous ;
3. Nos biberons sont incassables et existent en deux tailles : 150 ml (packs de trois biberons) et 250 ml (packs de deux biberons). Ils peuvent être associés à tous nos tire-lait et tétines;
4. Ces biberons pour lait maternel peuvent être placés aussi bien au lave-vaisselle qu'au micro-ondes et sont exempts de BPA;
5. Facile à nettoyer;
6. Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes;

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biberon-et-recipient-de-conservation-de-lait/13150-lots-de-biberons-pour-lait-maternel.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
matériel_lab_volume - 150 mL, biberon_nombre - 3	SOC-800-0796-1	
matériel_lab_volume - 250 mL, biberon_nombre - 2	SOC-200-1659	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com