

FICHE PRODUIT

Sacs de conservation pour lait maternel (boîte de 25)

Référence : SOC-008-0403

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Les sacs de conservation du lait maternel de Medela rendent le stockage, le transport et le réchauffement du lait maternel pratiques, pratiques et hygiéniques. Ce paquet contient 25 sacs pouvant contenir chacun 180 ml de lait maternel.

Sacs de conservation de lait maternel

Conservez et réchauffez le lait maternel en toute sécurité

Les sacs de conservation du lait maternel de Medela vous permettent de conserver une quantité supplémentaire de lait maternel dans le réfrigérateur ou le congélateur, de sorte que votre bébé n'aura pas besoin de nourriture ni de liquides supplémentaires si la demande change.

Les sacs de conservation de lait maternel prêts à être utilisés rendent le stockage, le transport et le réchauffement de votre lait maternel pratiques et hygiéniques. Les sacs ont une double fermeture à glissière pour éviter des fuites et sont moins encombrants que les bouteilles. La forme plate des sachets permet au lait de décongeler rapidement et au matériau durable qui est sans danger pour le congélateur.

Ces sacs de qualité alimentaire, sans BPA, ont des coutures thermosoudées qui les empêchent de se déchirer, de se fendre ou de se fissurer. Chaque sac a une grande surface pour un étiquetage et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

une datation faciles.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/biberon-et-recipient-de-conservation-de-lait/13155-sacs-de-conservation-pour-lait-maternel-boite-de-25.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com