

FICHE PRODUIT

Histolaque LMR, 1Litre

Référence : SOC-LMR1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'Histolaque LMR® est utilisé pour le montage et la conservation **des préparations microscopiques**

-propriétés : laque claire et propre, viscosité stable, séchage rapide, pH 6,5 à 7,1

-transparence : indice de réfraction 1,5 (des tests rigoureux ont montré que l'U.V. et la lumière bleue fluorescente - 476 - 406 - 365 nm sont sans influence sur les propriétés fluorescentes).

-contrôle de qualité : chaque flacon subit un contrôle rigoureux de qualité en ce qui concerne le séchage rapide et la transparence.

-stabilité : les préparations microscopiques montées avec **L'Histolaque LMR®** peuvent être conservées pendant plusieurs années sans perte de transparence et sans plissure.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/13165-histolaque-lmr-1litre.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com