

FICHE PRODUIT

Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, EP 2 USP 3/0 Aiguille 3/8 courbe inversée 26 mm / 75 mm

Référence : SOC-15201526

Points forts

- délais : 48 heures
- Métric des fils de suture : 2
- USP des fils de suture : 3/0
- Longueur des fils de suture : 75 cm
- Longueur de l'aiguille : 26 mm

Description du produit**Fil de suture (VICRYL) POLYGLACTINE 910 multifilament violet, EP 2 USP 3/0
Aiguille 3/8 courbe inversée 26 mm / 75 mm**

Les **fils de suture VICRYL™** sont destinés à la coaptation et/ou la ligature des tissus mous en général, y compris en ophtalmologie, dans les anastomoses nerveuses périphériques et en microchirurgie vasculaire sur des vaisseaux dont le diamètre est inférieur à 2 mm. Il n'existe pas de données suffisantes concernant la sécurité d'emploi et l'efficacité des fils VICRYL™ en chirurgie cardiovasculaire. Le fil VICRYL™, résorbable, ne doit pas être employé pour la coaptation des berges susceptibles d'être soumises à une traction importante.

Indication : Fermeture et / ou ligature générale des tissus mous, notamment en chirurgie générale; Fermeture de la peau; Chirurgie gastro-intestinale; Chirurgie plastique; Chirurgie ophtalmique; Gynécologie; Obstétrique; Orthopédie; Urologie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Contre-indication :

- Chirurgie cardiovasculaire et neurochirurgie ;
- Etant résorbable, ne pas utiliser lorsqu'un support de plaie prolongé est requis.
- Mise en garde chez les patients présentant une cicatrisation retardée (système immunitaire compromis, par exemple).

Type : Tressé avec revêtement multifilament.

Composition : **Polyglactine 910**, un copolymère fait de 90% de glycolide et de 10% de L-lactide.

Revêtement : Poly-glycolide-co-L-lactide et stéarate de calcium (<1%).

Couleur : Violet.

Réaction tissulaire : Minimale.

Résorption : L'action hydrolytique, par laquelle le fil est détruit, amène à une résorption totale endéans les 56 à 70 jours. 40 % – 50% de la résistance à la traction persistent après 21 jours.

Conditionnement minimum : Boite de 12 pochettes.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-resorbable/13167-fil-de-suture-vicryl-polyglactine-910-multifilament-violet-ep-2-usp-3-0-aiguille-3-8-courbe-inversee-26-mm-75-mm.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Métric des fils de suture	2
USP des fils de suture	3/0
Longueur des fils de suture	75 cm
Longueur de l'aiguille	26 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com