

FICHE PRODUIT

Coussinets d'allaitement Safe & Dry Ultra mince à usage unique

Référence : SOC-101037030

Description du produit

Description des coussinets d'allaitement Safe & Dry™ Ultra mince à usage unique

Les coussinets d'allaitement Safe & Dry™ Ultra mince à usage unique sont conçus pour les fuites de lait faibles à modérées, les coussinets d'allaitement à usage unique Ultra mince de Safe & Dry offrent protection et sécurité en toute discrétion. Ces coussinets d'allaitement à usage unique Ultra thin de Safe & Dry sont composés d'un matériau doux non tissé en nid d'abeille, similaire au matériau utilisé pour les couches des bébés, pour un meilleur confort pour les peaux sensibles. Ils sont tellement confortables que l'on pourrait même oublier leur présence, alors n'oubliez pas de les changer régulièrement ! Chaque coussinet d'allaitement est emballé individuellement, pour vous suivre partout dans votre sac à main.

Caractéristiques du coussinets d'allaitement Safe & Dry™ Ultra mince à usage unique

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Forme ovale innovante conçue pour s'adapter à votre sein en toute discrétion
- Cœur en polymère absorbant l'humidité
- Cinq couches absorbantes intégrées dans moins de 2 mm d'épaisseur
- Doublure douce et hypoallergénique pour une sensation de confort tout en restant au sec
- Protection antifuite souple pour éviter les fuites de lait sur les côtés

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/soins-des-seins/13168-coussinets-d-allaitement-safe-drytm-ultra-mince-a-usage-unique.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
coussinets_conditionnement - Boîte de 30 unités	SOC-101037033	
coussinets_conditionnement - Boîte de 60 unités	SOC-101037043	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com