

FICHE PRODUIT

Ventilateur de Réanimation, Modèle SV300

Référence : SOC-MIN-SV300

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Respirateur artificiel, Compact mais puissant

Le SV300 est un respirateur artificiel de pointe qui est simple à configurer, facile à utiliser, et d'usage polyvalent. Il traite les patients pédiatriques et adultes avec tous les niveaux d'acuité dans les USI et les unités de soins intermédiaires.

Adaptatif, Avec sa liste complète de caractéristiques standard, y compris les derniers modes de ventilation, le SV300 convient pour tous les niveaux d'acuité des patients et dans tous les environnements de soins, du chevet du patient au transport vers un autre point de service.

Complet, Équipé de fonctions qui se trouvent habituellement sur les respirateurs de soins intensifs, le SV300 est livré avec des modes de ventilation complets, et des caractéristiques uniques qui en font un respirateur artificiel de haut niveau.

Simple, Grâce à la conception intuitive de l'interface utilisateur du SV300, chaque fonction est à une place logique, afin que les cliniciens n'aient pas à naviguer dans un manuel d'utilisation complexe. En outre, les deux soupapes et le capteur de débit prennent en charge l'autoclavage. Ce concept de sécurité est prévu pour répondre aux tendances cliniques actuelles de protection des patients, même dans les conditions les plus exigeantes.

La configuration standard du SV300 est:

- Unité principale (écran tactile 12.1")

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- 1 batterie (120min), 1 capteur d'oxygène FiO2
- Manuel d'utilisation, Guide d'utilisation rapide
- USB, RS232, interface réseau
- Approvisionnement en gaz d'OLP
- Dimensions : 354 mm x 315 mm x 249 mm
- Poids : approximativement 10Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/13172-ventilateur-de-reanimation-modele-sv300.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com