

FICHE PRODUIT



Transducteur (Sonde) 2P2 à Ultrasons pour Echographe DC-3/DC-6/DC-N3/DC-7

Référence : SOC-MIN-2P2probe

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Phased Array transducer 2P2

Caractéristiques:

Fréquence : 2-4 MHz

Type de sonde : Sonde convexe

Marque Compatible : Mindray

Garantie : 6 mois

Emballage : 1 pcs/boîte

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-pour-echographe/13173-transducteur-sonde-2p2-a-ultrasons-pour-echographe-dc-3-dc-6-dc-n3-dc-7.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com