


FICHE PRODUIT

Set de suture du col utérin (Cervix Set) Shirodkar

Référence : SOC-ZCE1IS

Points forts

- délais : 5 Jours

Description du produit

Set de suture du col utérin (Cervix Set) Shirodkar, 2 x aiguille émoussée

Ruban polyester tressé non résorbable, 4 mm, boîte 12 pièces.

Le **Cervix Set** est un set spécial de suture destiné au **cerclage du col de l'utérus** au cours de la grossesse.

Ce set spécial de suture est composé d'un ruban blanc en polyester doublement sertie sur des aiguilles à pointe tranchante.

Le **Cervix Set**, pour le cerclage du col selon la technique de **Shirodkar**. La technique **Shirodkar** a été décrite pour la première fois en Inde en 1955. Le point Shirodkar est un point de suture à ficelle placé dans le col pour le maintenir bien fermé pendant la grossesse.

Processus : Une ligature est placée autour du col de l'utérus à la manière d'un collier, bien serrée et suturée ensemble ou attachée. Un ruban solide est ensuite soigneusement tissé avec une aiguille plate émoussée dans la muqueuse et hors de la muqueuse.

Le **Cervix Set** permet de prévenir l'ouverture du col de l'utérus en cas de faiblesse de celui-ci. Cela réduit le risque d'un travail précoce, d'une fausse couche ou d'un accouchement prématuré.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Modèles disponibles :

- 2 x HRB 50 mm – 4 mm ruban en polyester 40 cm;
- 2 x HRB 50 mm – 4 mm ruban en polyester 50 cm;
- 2 x HRB 65 mm – 4 mm ruban en polyester 50 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fil-de-suture-non-resorbable/13176-set-de-suture-du-col-uterin-cervix-set-shirodkar.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	5 Jours

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dimension_ruban_polyester - 2 x HRB 50 mm - 4 mm ruban en polyester 40 cm	SOC-ZCE1DIS	
dimension_ruban_polyester - 2 x HRB 50 mm - 4 mm ruban en polyester 50 cm	SOC-ZCE4DIS	
dimension_ruban_polyester - 2 x HRB 65 mm - 4 mm ruban en polyester 50 cm	SOC-ZCE3DIS	

Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com