

FICHE PRODUIT

Microscope binoculaire HumaScope FluoLED

Référence : SOC-14804

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de Microscope : Optique à fluorescence
- Tête d'observation : Trinoculaire
- Type d'Eclairage : Lampe LED
- Type d'objectifs : Plan infini, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Description du produit

Microscope binoculaire HumaScope FluoLED

Le **Microscope binoculaire/trinoculaire à fluorescence LED** est doté de 2 canaux (bleu, vert) avec piles rechargeables et avec infini-plan-achromatique
Son système optique comprend 4 objectifs installés (4/10/40 / 100x).

Système optique:

- Système optique de qualité à correction universelle à l'infini, traitement antifongique, parafoveal
- Longueur tubus: Infini

Tête:

- Type de tête: sans compensation trinoculaire
- Ratio lumière: binoculaire / trinoculaire 100/0% - 0/100% (curseur)
- Oculaire: champ de vision 10x 22 mm, réglage dioptrique gauche -5- + 5 Ø 30 mm
- Numéro de champ: 22 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Inclinaison du tube: 30 °
- Rotation: 360 °
- Régler la distance interpupillaire. Plage: 53-75 mm
- Réglage dioptrique: oui

Spécifications:

- Dimensions physiques (L x P x H): 260 x 470 x 530 mm
- Poids approximatif: 10,32 kg
- Exigences électriques Alimentation externe: 110- 230 VAC, 50/60 Hz
- Température ambiante de fonctionnement: +15 -35 ° C
- Humidité: 20 - 85% relative sans condensation

Accessoires standards:

- 1 Manuel d'utilisation 14800/1
- 2 outils à six pans creux
- 1 tête rotative trinoculaire (type Siedentopf)
- 2 oculaires 10x / 22mm
- 1 Objectifs Plan infini 4x, 10x, 40x FI, 100 (huile) x
- 1 câble d'alimentation
- 1 fusible
- 1 cache poussière Human

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/13183-microscope-binoculaire-humascope-fluored.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de Microscope	Optique à fluorescence
Tête d'observation	Trinoculaire
Type d'Eclairage	Lampe LED
Type d'objectifs	Plan infini, embout quadruple (4x, 10x, 40x, 100x)

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com