

FICHE PRODUIT

Système de nutrition supplémentaire (SNS)

Référence : SOC-009-0005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Notre Système de nutrition supplémentaire (SNS) est un moyen d'administrer aux bébés un complément alimentaire pendant qu'ils sont nourris au sein.

Pourquoi choisir notre Système de Nutrition Supplémentaire ?

1. Cet appareil créé spécialement pour l'allaitement peut être utilisé par les mères dont la production de lait est insuffisante ou qui en ont l'impression.
2. Il contribue à stimuler la production de lait de la mère par le biais d'une succion directe au sein.
3. Le réservoir peut être placé sur la poitrine de la mère.
4. Les tubes, souples et très fins, se fixent le long des mamelons et libèrent du lait supplémentaire et des compléments alimentaires lorsque le bébé tète.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-d-allaitement/13189-systeme-de-nutrition-supplementaire-sns.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com