

FICHE PRODUIT

Chambre de stockage DE3 pour Chromarods, IATROSCAN

Référence : SOC-BI3221

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La **chambre de stockage DE3** a été conçue pour stocker jusqu'à 5 supports au-dessus d'un niveau d'eau distillée. Travailler de cette manière réduit sensiblement les aléas d'analyse tout en préservant la vie mécanique des Chromarods.

Le maintien des **Chromarods** dans de bonnes conditions est assuré par leur transfert immédiat à partir du coffret dans le support SD-5 en verre. Durant toute leur vie d'utilisation, les Chromarods peuvent rester bien protégés dans ces supports.

Une part essentielle de leur processus de traitement consiste en effet à les maintenir en bon état chimique dans un endroit propre protégé de la poussière. Pour assurer sa longévité s'il n'est pas utilisé pendant un long moment, le **Chromarods** doit être humidifié.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/13190-chambre-de-stockage-de3-pour-chromarods-iatroscan.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com