

FICHE PRODUIT

BACTISINE SPRAY 250 ml, Boîte de 12

Référence : SOC-00021382

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

BACTISINE SPRAY 250 ml

Le **BACTISINE SPRAY 250 ml** distribué par SOCIMED est adapté pour la désinfection des surfaces, des locaux, des tissus, des objets et des systèmes de climatisation.

Prêt à être utilisé dans le distributeur automatique DRY MATIC.

Conditionnement minimum de vente : Boîte de 12

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/13196-bactisine-spray-250-ml-boite-de-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com