

FICHE PRODUIT



Sac de transport CityStyle pour tire- lait et biberon

Référence : SOC-200.0625

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vous êtes une maman très active qui est souvent en déplacement ? Vous pouvez permettre à votre bébé de continuer à consommer votre lait même pendant votre absence.

Gynemat vous présente le **sac CityStyle** conçu et adapté au **transport** et à la **conservation du lait maternel** tiré et gardé dans des **biberons**. Le sac CityStyle a été créé pour que vous puissiez transporter votre **tire-lait**, ses accessoires et votre **sac réfrigérant** sans difficulté et de manière sûre partout où vous allez.

Ainsi où que vous soyez, vous pouvez tirer votre lait, le conserver au frais dans votre **sac réfrigérant** et transporter le tout sans encombrement dans votre **sac de transport CityStyle**

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-d-allaitement/13198-sac-de-transport-citystyle-pour-tire-lait-et-biberon.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com