

FICHE PRODUIT

Sachet de désinfection Quick Clean (Boîte de 5)

Référence : SOC- 008.0040

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Après utilisation de vos accessoires d'**allaitement** il est impératif de bien les nettoyer et **stériliser** pour la santé de votre bébé. Les **sachets désinfectants Quick Clean** proposés par **Gynemat** permettent de les stériliser en moins de 3 minutes.

Les **désinfectants Quick Clean** viennent en boîte de 5 sachets et chaque sachet peut être utilisé jusqu'à 20 fois, ils sont plus efficaces que l'eau bouillante pour la stérilisation

Un sachet peut contenir:

- Une **téterelle** / un connecteur / un ensemble valve-membrane ainsi qu'un biberon avec couvercle ou tétine
- Deux **téterelles** / deux connecteurs / deux ensembles valve-membrane
- Deux **biberons** de 150 ml pour le lait maternel avec leur couvercle / tétine
- Deux **biberons** de 250 ml pour le lait maternel avec leur couvercle / tétine

Mode d'utilisation :

- Introduire les pièces à désinfecter dans le sachet et les placer dans le four à micro-onde. La vapeur chaude produite à l'intérieur élimine 99,9 % des bactéries et microbes.
- Ne pas chauffer plus longtemps que la durée indiquée sur le mode d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Temps de chauffe

- 1100W+ 1,5 minute
- 800-1100W 3 minutes
- 50-750W 5 minutes

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-d-allaitement/13199-sachet-de-desinfection-quick-cleantm-boite-de-5.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com